

# La prueba precisa de Catalyst SDMA que conoce y en la que confía... ¡acaba de actualizarse!

**Uso más sencillo. Resultados más rápidos.  
Y un almacenamiento fácil en el congelador  
con otras placas de rutina.**



Los riñones nos pueden indicar de manera temprana muchos aspectos de la salud renal. Al incluir la nueva prueba Catalyst\* SDMA con cada panel bioquímico, ahora es más fácil escuchar todo lo que los riñones tienen que decir.

## Qué ha cambiado

- + Almacenamiento cómodo: Ahora en el congelador, por lo que es más fácil de añadir cuando utilice otras placas Catalyst\*.
- + Un flujo de trabajo más sencillo y unos resultados más rápidos: Sin pocillos de reactivos. Ahora que el reactivo se ha incorporado a la placa, puede añadir la placa simplemente al análisis bioquímico para obtener resultados más rápidos.
- + Nuevas referencias de producto: inicie sesión en los pedidos en línea de IDEXX para ver todas las formas disponibles para pedir una prueba de SDMA con el resto de análisis bioquímicos.
- + Pedido de kits: el Catalyst\* SDMA y TT<sub>4</sub> Kit va a descatalogarse, pero la prueba puede seguir adquiriéndose de forma conjunta con los perfiles bioquímicos.

## Lo que sigue igual

- + La precisión y fiabilidad que se espera de una empresa líder para profundizar en la función renal.
- + Comodidad en los pedidos: SDMA seguirá estando en los perfiles más habituales para obtener todo lo necesario con un solo clic.
- + Flexibilidad para añadir cualquier panel en cualquier orden.
- + Misma cantidad, menos volumen: seguirá obteniendo 12 pruebas por caja, pero un envase más pequeño implica un almacenamiento más sencillo y menos residuos.

